

エッペンドルフジャパン 25周年記念キャンペーン 2022年7月1日~ 12月28日



# Thank You & Stay Together!

お陰様で25周年!

エッペンドルフジャパンはお陰様で創立25周年を迎えました! これもひとえにエッペンドルフを支えてくださったお客様のおかげです。エッペンドルフから感謝の気持ちを込めて25周年記念のキャンペーンを実施します。お得で楽しい企画が盛りだくさんです。この機会をお見逃しなく!

## 目 次

P.3 ..... ご挨拶

P.4 ..... Move Itキャンペーン

P.5 ..... 16/24チャンネルピペットキャンペーン

P.6 ..... CellXpert C170iキャンペーン

P.7 ..... マスターサイクラー-nexusキャンペーン

P.8-9 ..... サーモミキサー Cキャンペーン

P.10 ..... コニカルチューブ25 mL+SnapTec 50キャンペーン

P.11 ..... コニカルチューブアンバサダープログラム

P.12 ..... 「25周年を祝って下さい！！」キャンペーン



## 創立25周年のご挨拶

2022年7月1日をもちまして、エッペンドルフ日本法人は創立25周年を迎えることになりました。これもひとえにみなさま方の温かいご支援、ご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。

1997年、エッペンドルフ日本法人はドイツEppendorf本社の日本支社として12人のメンバーでスタートいたしました。2020年にはハイマック・テクノロジーズ社をグループの一員に迎え、現在、日本では300人近くの「エッペンドルフグループ社員」が、エッペンドルフブランドの製品とサービスを生産、提供、サポートしており、より幅広いアプリケーションに対応できるラインアップを取り揃えられるようになりました。



創業時のメンバー

Eppendorf創業以来の理念であります“improving human living conditions (人々の暮らしをより良いものへ)”に基づき、これまでの25年間、日本のお客様の研究のお役に立つべく邁進してまいりました。みなさまから頂いたサポート・経験・知識を基に、日本におけるライフサイエンス分野の発展に貢献できるよう今後も尽力してまいります。

この度、感謝の気持ちをこめて、創立25周年記念キャンペーンを実施いたします。引き続き変わらぬご愛顧のほどをよろしくお願い申し上げます。



2022年7月1日  
エッペンドルフ株式会社  
代表取締役社長  
アンドレアス・クリューガー

*Andreas Krüger*

## チップ間隔を調整できるマルチチャンネルピペット「Move It」 25 % off

### 新しいピペット「Move It」とは

チューブラックに立てたチューブから抽出キットへ、96 ウェルから 24 ウェルへのピペッティングに時間がかかっていませんか？「Move It」なら様々な容器の種類に合わせてチップ間隔を調整できるため、より短時間で容易に分注操作を行うことができます。


#### 調整ノブ

- > チップ間隔はノブを手動で回すだけで調整可能
- > 直感的に操作可能
- > 電動式のように振動しないため、液体がポタポタ落ちずに移送可能

#### チューブレスシステム

- > エアクッション容積が小さくなり、上部パーツにまでつながっていないので、手の熱の影響を受けず精度が安定
- > 継続した高い信頼性と堅牢性、精度を実現
- > 簡単にオートクレーブ可能\*
- > チューブの摩耗や裂けのリスクが無く、頻繁なメンテナンスが不要

\* Xplorer plus 下部のみ、Research plus は全体をオートクレーブ可能



手動・電動タイプがございます。  
> リサーチプラス：手動ピペット  
> Xplorer plus：電動ピペット

#### 360° 回転可能なピペットヘッド

- > ディスプレイが読みやすく快適
- > 人間工学的でリラックスした体の姿勢が保てます
- > パラメータの迅速な確認が可能

#### 間隔コントロール

- > 分注元と分注先のフォーマットをあらかじめ設定可能
- > 384、96、48、24 または 12 ウェルプレートへの容易な分注
- > フォーマットに合わせてすばやく切り替えることができます

#### 調整可能なチップ間隔

- > マイクロプレート、チューブサンプル、ホルダー内のチューブ、アガロースゲルへの分注に
- > チップ間隔は 4.5 ~ 33 mm の間で自由に選択可能

動画はこちら



詳しくはこちら



### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格
3125000150	リサーチプラス Move It, 4チャンネル, 30-300 µL	¥192,000	¥144,000
3125000184	リサーチプラス Move It, 4チャンネル, 120-1,200 µL	¥192,000	¥144,000
3125000168	リサーチプラス Move It, 6チャンネル, 30-300 µL	¥200,000	¥150,000
3125000192	リサーチプラス Move It, 6チャンネル, 120-1,200 µL	¥200,000	¥150,000
3125000117	リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 1-20 µL	¥208,000	¥156,000
3125000133	リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 5-100 µL	¥208,000	¥156,000
3125000176	リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 30-300 µL	¥208,000	¥156,000
3125000206	リサーチプラス Move It, 8チャンネル, 120-1,200 µL	¥208,000	¥156,000
3125000125	リサーチプラス Move It, 12チャンネル, 1-20 µL	¥222,000	¥166,500
3125000141	リサーチプラス Move It, 12チャンネル, 5-100 µL	¥222,000	¥166,500
4861000816	Xplorer plus Move It, 4チャンネル, 15-300 µL	¥289,000	¥216,750
4861000833	Xplorer plus Move It, 4チャンネル, 50-1,200 µL	¥289,000	¥216,750
4861000817	Xplorer plus Move It, 6チャンネル, 15-300 µL	¥298,000	¥223,500
4861000834	Xplorer plus Move It, 6チャンネル, 50-1,200 µL	¥298,000	¥223,500
4861000781	Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 1-20 µL	¥307,000	¥230,250
4861000794	Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 5-100 µL	¥307,000	¥230,250
4861000818	Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 15-300 µL	¥307,000	¥230,250
4861000835	Xplorer plus Move It, 8チャンネル, 50-1,200 µL	¥307,000	¥230,250
4861000782	Xplorer plus Move It, 12チャンネル, 1-20 µL	¥325,000	¥243,750
4861000795	Xplorer plus Move It, 12チャンネル, 5-100 µL	¥325,000	¥243,750

表示価格に消費税は含まれておりません

## 384ウェルプレートに最適な 16 または 24 チャンネルピペット 25 % off

### 384 ウェルプレートも1分で分注可能

エッペンドルフの新しい 16-, 24- チャンネルピペットと epT.I.P.S.® 384 によって、384 ウェルプレートでの作業がより早く、身体への負担も軽減できます。

自動分注システムの不具合時のためのバックアップ、96 から 384 ウェルへのスルーブット向上にも最適です。

手動・電動タイプがございます。

> リサーチプラス：手動ピペット

> Xplorer plus：電動ピペット



#### SOFTeject チップエジェクション

- > 連続したチップエジェクションもスムーズ
- > チップエジェクションに必要な力を 50%削減

#### チャンネル標記

- > 両端のチャンネル番号のラベリング
- > ピペットを常に同じ向きで使用可能

#### epT.I.P.S. 384の

#### SOFTattach テクノロジー

- > スムーズで均一なチップ着脱により、負担を軽減します
- > 高いチップフィットと密閉性
- > 同一線上に並んだ完璧なチップの配列
- > 極めて優れたチップの成型により 384 ウェルに完全にマッチします



完璧な同一直線状にチップが並ぶため  
384 ウェルでのハンドリングが容易

### NEW : epT.I.P.S. 384

ピペットチップに弾力をもたせる溝を初めて導入しました。装着にかかる力を最小限に抑えつつ、完璧なフィットを可能にします。

#### メリット：

- > チップのフィットと密閉性の信頼性が向上
- > チップの着脱にかかる力を削減



製品カタログはこちら

### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格
3122000078	リサーチプラス 16チャンネル, 1-20 $\mu$ L	¥130,000	¥97,500
3122000094	リサーチプラス 16チャンネル, 5-100 $\mu$ L	¥130,000	¥97,500
3122000086	リサーチプラス 24チャンネル, 1-20 $\mu$ L	¥139,000	¥104,250
3122000108	リサーチプラス 24チャンネル, 5-100 $\mu$ L	¥139,000	¥104,250
4861000778	Xplorer plus, 16チャンネル, 1-20 $\mu$ L	¥228,000	¥171,000
4861000792	Xplorer plus, 16チャンネル, 5-100 $\mu$ L	¥228,000	¥171,000
4861000779	Xplorer plus, 24チャンネル, 1-20 $\mu$ L	¥252,000	¥189,000
4861000793	Xplorer plus, 24チャンネル, 5-100 $\mu$ L	¥252,000	¥189,000

表示価格に消費税は含まれておりません

CellXpert C170i

25 % off

コンタミネーションリスクの低減と、高い操作性を両立するCO<sub>2</sub>インキュベーター  
**CellXpert C170i** を **25% off** でご提供します。



**Fanless**

庫内にファンや HEPA フィルターはありません。交換のコスト・手間を省き、また蒸発の多寡を気にせず全てのスペースを活用できます。

**Seamless**

表面全体が凹凸・バリ無く滑らかに仕上げられています。汚染源の隠れ場所を無くし、拭き残しを目視で確認できます。

**Homogeneity**

自然対流が発生するヒーティングエレメントのレイアウトにより、常に均一な庫内環境を保ちます。

**Easy Handling**

シェルフ、シェルフラック、水トレイは 40 秒以内に庫内から取り出すことができ、クリーニング作業をより快適に行えます。



製品カタログはこちら

全ての棚を最大限活用できるスペース活用性と、日ごとの拭き取り洗浄を簡単かつ確実に行っていただける基本仕様に加えて、180℃・2時間の高温滅菌も標準装備。徹底的な洗浄も実施いただけます。タッチパネル式ディスプレイでストレスの無い操作、データ管理を行っていただけます。

注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
6731010015	CellXpert C170i, 右ハンドル	¥1,300,000	¥975,000	高温滅菌機能付 (180°C、2時間)

表示価格に消費税は含まれておりません

## マスターサイクラー nexus / nexus gradient

25 % off

温度グラジエント機能付きの **マスターサイクラー nexus gradient** と、  
グラジエント無しの **nexus** をそれぞれ **25% off** でご提供します。



精度・静音性を備えた



PCR 装置のフラッグシップモデル

PCR 装置に温度グラジエント機能を初めて装備したのがエッペンドルフであることをご存じですか？

現行モデルの マスターサイクラー nexus / nexus gradient は高いブロック温度均一性と動作時の静音性を併せ持ち、快適な実験環境で再現性の高い結果を得ていただけます。



製品カタログはこちら



機種名	総運転時間 (hh:mm:ss)	Max. ramp rate
Mastercycler nexus gradient	0:51:15	3 °C /s
Proflex® (96-well)	0:50:54	6 °C /s
SimpliAmp®	0:56:44	4 °C /s
Bio-Rad® T100	1:03:52	4 °C /s

- > **温度均一性 (左上)** : nexusシリーズは、±0.3°C (設定温度 20-72°C) と動作時のブロックの温度均一性が非常に高いです。
- > **静かな動作音 (左)** : nexusシリーズは会議室と同レベルの静かさです。
- > **PCR時の総運転時間と最高加熱速度 (上)** : 温度変化が早い＝ランタイムが短い、ではありません。nexusシリーズは設定温度付近でのオーバーシュートを抑えることで、トータルランタイムを短縮しています。

### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
6331000033	マスターサイクラー-nexus gradient	¥777,000	¥582,750	温度グラジエント機能付き
6333000030	マスターサイクラー-nexus	¥716,000	¥537,000	

表示価格に消費税は含まれておりません

Proflex® is a registered trademark of Life Technologies Corp., USA. SimpliAmp® is a registered trademark of Life Technologies Corp., USA.

## サーモミキサー C 本体購入で消耗品プレゼント | ブロック各種 25 % off



### 反応作業をより快適に

#### ドライバスシェーカー サーモミキサー C

酵素反応、細胞小スケール培養、凍結細胞解凍・・・

ミキシングを伴う温度コントロールが必要なシーンで多く用いられているウォーターバス方式は、コンタミネーションやカビ・サビなど水が原因の問題がしばしば発生していました。

サーモミキサー C は水を介さない方式のため、上記のリスクを懸念する必要はありません。ストレスフリーな環境で実験を行ってください。



製品カタログはこちら

## サーモミキサー C キャンペーン①：本体購入いただいた方に消耗品 1 箱プレゼント

期間中サーモミキサー C 本体 (品番: 5382000023) をご購入いただいた方全員に、実験をより快適に行っていただける弊社消耗品を 1 箱プレゼントいたします。

プレゼント品は下記リストから 1 点ご選択ください。

### プレゼント対象品リスト

品名	内容
エッペンドルフチューブ 5.0 mL スナップキャップ スターターパック	4袋×100本, 約17 mmφ, PCR clean ユニバーサルアダプター 8 個 チューブラック 5.0/15 mL 2 個
エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリューキャップ スターターパック	4袋×100本, 約17 mmφ, PCR clean ユニバーサルアダプター 8 個 チューブラック 5.0/15 mL 2 個
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スナップキャップ スターターパック	200本, 約30 mmφ, PCR clean 遠心アダプター 6 個 シングルチューブスタンド 25/50 mL 4 個
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ スターターパック	200本, 約30 mmφ, PCR clean 遠心アダプター 6 個 シングルチューブスタンド 25/50 mL 4 個
エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50 eppendorf quality	8袋×30本, 約30 mmφ



A: (左から) 5.0 mL チューブ (スクリューキャップ、スナップキャップ)、25 mL (スナップキャップ、スクリューキャップ)、SnapTec 50

B: (左から) 5.0 mL チューブ用ユニバーサルアダプター、5.0 / 15 mL チューブラック (チューブは別売)

C: (左から) 25 mL チューブ用シングルチューブスタンド、遠心アダプター (スクリューキャップ用、スナップキャップ用)

### プレゼント応募方法

ご購入いただいたサーモミキサー C 本体の箱に応募フォームへの URL と QR コードが記載されています。

応募フォームに必要な事項を記入ください。後日プレゼント品をお送りいたします。

### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	備考
5382000023	サーモミキサー C	¥404,000	期間中購入で消耗品プレゼント

表示価格に消費税は含まれておりません

## サーモミキサー C キャンペーン②：スマートブロック 14 種を 25 % off でご提供

サーモミキサー C はスマートブロックを装着することで、マイクロチューブ、コニカルチューブ、クライオチューブ、プレートなどを 1 台で処理できる装置です。スマートブロックはそれぞれの容器にフィットするよう、ウェルの径・深さが成形されています。今回はこのスマートブロック全種を 25 % off でご提供いたします(右図。ただしチューブ、プレートは製品に含まれません)。



### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
5360000038	スマートブロック1.5 mL	¥74,600	¥55,950	1.5 mLチューブ×24本
5361000031	スマートブロック0.5 mL	¥74,600	¥55,950	0.5 mLチューブ×24本
5362000035	スマートブロック2.0 mL	¥74,600	¥55,950	2.0 mLチューブ×24本
5309000007	スマートブロック5.0 mL	¥74,600	¥55,950	エッペンドルフチューブ 5.0 mL×8本
5366000021	スマートブロック15 mL	¥74,600	¥55,950	コニカルチューブ 15 mL×8本
5365000028	スマートブロック50 mL	¥74,600	¥55,950	コニカルチューブ 50 mL×4本
5364000024	スマートブロック12 mm	¥92,700	¥69,525	外径12 mm チューブ×24本
5367000025	スマートブロックcryo	¥74,600	¥55,950	在庫限り、1.5-2.0 mL Cryoチューブ×24本
5318000001	スマートブロックcryo thaw	¥74,600	¥55,950	1.5-2.0 mL Cryoチューブ×24本 (スマートブロックcryoの後継機種)
5363000039	スマートブロックPlates	¥92,700	¥69,525	プレート用
5306000006	スマートブロックPCR 96	¥92,700	¥69,525	PCRプレート96ウェル用
5307000000	スマートブロックPCR 384	¥92,700	¥69,525	PCRプレート384ウェル用
5316000004	スマートブロックDWP 500 µL	¥92,700	¥69,525	ディープウェルプレート96/500用
5310000002	スマートブロックDWP 1000 µL	¥92,700	¥69,525	ディープウェルプレート96/1000用

表示価格に消費税は含まれておりません

### 在庫残りわずか！

マスターサイクラー nexus SX1/GSX1：マスターサイクラー X50 が後継モデルとなります (製品カタログは 7 ページ目のQRコードよりダウンロードください)

### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
6346000021	マスターサイクラー-nexus SX1	¥1,000,000	¥750,000	在庫限り、シルバーブロック
6345000028	マスターサイクラー-nexus GSX1	¥1,100,000	¥825,000	在庫限り、シルバーブロック、グラジエント付

分光光度計：国内在庫限りにて販売終了します



製品カタログはこちら

### 注文案内

注文番号	品名・形式	希望小売価格	キャンペーン価格	備考
6133000010	バイオフィトメーター D30	¥617,000	¥462,750	在庫限り、固定波長測定
6135000905	バイオスペクトロメーター 微量測定セット	¥1,010,000	¥757,500	在庫限り、バイオスペクトロメーターベース×1台、µCuvette G1.0×1個
6136000010	バイオスペクトロメーターカイネティック	¥1,100,000	¥825,000	在庫限り、連続波長測定、温度制御付
6136000851	バイオスペクトロメーターカイネティック 微量測定セット	¥1,220,000	¥915,000	在庫限り、連続波長測定、温度制御付、一カイネティック×1台、µCuvette G1.0×1個
6137000014	バイオスペクトロメーターフルオレセンス	¥1,260,000	¥945,000	在庫限り、連続波長測定、蛍光測定

表示価格に消費税は含まれておりません

## エッペンドルフコニカルチューブ25 mL + SnapTec 50 25 % off

### エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL各種 25 % OFF



#### コニカルチューブの新しい選択肢

15 mLと50 mL間の量のサンプルを取り扱う場合にちょうど良いサイズがございます。

- > 長さが短いことで、保管スペースを減らせます。
- > 少量のピペットやチップでも簡単にサンプルにアクセスできます。
- > マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。
- > 可塑剤、スリッパ剤、殺生物剤不使用。
- > -86℃～100℃で使用可能。
- > ACTラベル取得で環境にも配慮。



詳しくはこちら

### 新製品 エッペンドルフコニカルチューブ SnapTec 50各種 25% OFF

#### 片手で簡単開閉、作業の効率化に

- > 片手で簡単開閉
- > キャップがチューブにしっかりと連結されているため、キャップの取り違えが起こらず汚染リスクを低減。
- > 従来の50 mLコニカルチューブと同等サイズなので既存の機器にピッタリフィット。
- > 可塑剤、スリッパ剤、殺生物剤不使用。
- > -86℃～100℃で使用可能。
- > 公称容量: 45 mL
- > 121℃ 20分までオートクレーブ可。



詳しくはこちら



#### 注文案内

注文番号	品名・形式	単位	希望小売価格	キャンペーン価格
0030118405	コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ Eppendorf Quality	200本	¥8,200	¥6,150
0030118413	コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ PCR clean <sup>*1</sup>	200本	¥8,900	¥6,675
0030118421	コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ Sterile <sup>*2</sup>	150本	¥7,300	¥5,475
0030118502	コニカルチューブ 25 mL スナップキャップ スターターパック <sup>*3</sup>	1セット	¥14,500	¥10,875
0030122410	コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ Eppendorf Quality	200本	¥8,100	¥6,075
0030122429	コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ PCR clean <sup>*1</sup>	200本	¥8,700	¥6,525
0030122437	コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ Sterile <sup>*2</sup>	200本	¥9,200	¥6,900
0030122500	コニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ スターターパック <sup>*3</sup>	1セット	¥13,900	¥10,425
0030118650	コニカルチューブ SnapTec 50 Eppendorf Quality	240本	¥12,600	¥9,450
0030118669	コニカルチューブ SnapTec 50 PCR clean <sup>*1</sup>	240本	¥13,100	¥9,825
0030118677	コニカルチューブ SnapTec 50 Sterile <sup>*2</sup>	200本	¥11,200	¥8,400

\*1 Human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free

\*2 滅菌済み、Human and bacterial DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-free

\*3 セット内容: チューブ 200本 (PCR clean)、シングルチューブスタンド 4個、遠心アダプター 6個

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2022年7月現在の価格です。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

## エッペンドルフコニカルチューブアンバサダープログラム

みなさまのおかげでエッペンドルフジャパン創立**25**周年。  
これからもまだまだ皆さまのお世話になりたく、この度“エッペンドルフコニカル  
チューブアンバサダー”を募集いたします！

エッペンドルフコニカルチューブをご利用いただき、実感いただいたご感想をSNSで発信して下さる方のご  
応募をお待ちしております。



### 募集期間

2022年7月1日（金）～2022年8月31日（水）23:59まで

### アンバサダーの活動

- > エッペンドルフコニカルチューブをご利用いただき、実感いただいたご感想をSNSを通じて発信してください。
- > ご同僚やお知り合いの方に、積極的にエッペンドルフ製品をお勧めください。
- > 期間中にコニカルチューブの新製品が発売になる場合は、製品をご提供いたしますので、使用レポートをご提出ください。
- > 弊社が発信するニュースレター、広告等に「お客様の声」としてのご感想ならびにお客様情報を掲載することを依頼する場合がございます。

### アンバサダー特典

- > 製品（コニカルチューブ）の無償提供・・・新製品発売時及び定期的な製品提供（世界的なプラスチック消耗品需要増の影響でご提供に時間がかかる場合がございます。）
- > ノベルティグッズ進呈
- > 会員証（アクリルプレート盾）

### 応募方法

募集期間中にエントリーフォームより必要事項をご記入のうえ応募ください。

エントリーフォーム



### アンバサダー活動期間

2022年10月1日～1年間

募集要項、規約についてはこちらをご参照ください。

アンバサダー規約  
<https://eppendorf.group/ambassador>



みなさんも**25**周年を祝って下さい!! イベント2種!!

みなさんも一緒に **25**周年を祝ってくださいませんか?  
お名前入りピペット、ダサコッシュ with Tが当たる  
参加型イベントを開催いたします。

**募集期間**：2022年7月1日～9月30日

**応募方法**：それぞれエントリーフォームより応募ください。

**注意事項**：ご応募いただいた画像や動画は弊社SNSやHP、  
ニュースレター等に掲載させていただく場合がございます。

**賞品**（下記2イベントそれぞれにご用意いたします！）

- > **最優秀賞** お名前入りピペット\* 3本パック
- > **優秀賞** お名前入りピペット\* 1本
- > **副賞** 参加された方の中から抽選で 30名様に  
オリジナルサコッシュ&Tシャツ

\*リサーチプラス シングルチャンネルとなります



## 「25」フォトコンテスト

「25」にまつわる画像を募集します！  
シーンは問いません。研究に関わらないことでもOKです。  
たくさんの「25」で、25周年を一緒に祝ってください!!

**応募方法**：エントリーフォームより、「25」にまつわる  
画像を添付して必要事項をご記入のうえで応募  
ください。

例1：チューブで「25」!



例2：みんなでニコニコ（2525）!



エントリーフォームはこちら  
<https://bit.ly/25photocon>

## スナップキャップフェス 開幕

“ポンッ”  
コニカルチューブスナップキャップタイプを開けた  
時の音、シャンパンを開けた時の音みたい…な気が  
するので、この音を使って、25周年を一緒に祝って  
ください!!

**対象製品**：スナップキャップタイプのチューブ  
**応募方法**：スナップキャップを開けて音を出している  
様子を動画で撮影し、エントリーフォーム  
より動画ファイルを添付して必要事項を  
ご記入のうえで応募ください。



動画例はこちら



エントリーフォームはこちら  
<https://bit.ly/snapcapfes>